



THERALYSE®

FICHE DESCRIPTIVE ET TECHNIQUE

REF : THNTBLU002

Gants d'Examen En Nitrile Bleus Non poudrés

Descriptif

- Gants d'Examen En Nitrile Bleus
- Non poudré
- Non-stérile
- Sans latex
- EN 455-1-2-3-4
- EN 374-1-2-3-4-5
- EN 1186
- EN 21420
- ISO 13485
- CE 2777
- Certification SGS et SATRA
- AQL 1.5

Avantages spécifiques

- Haute résistance à l'étirement
- Excellente dextérité
- EN 374-1 2016 type B Protection chimique
- EN 374-5 Protection virus et micro-organismes
- Norme contact alimentaire EN 1186
- Aux normes médicales EN455-1/2/3/4
- Fonctionne sur écran tactile
- Packaging multi langues : FR, EN



EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-12016/Type B

	S	M	L	XL
Longueur Totale (mm)	240	240	240	240
Poids par pièce (gr)	3,30	3,80	4,20	4,60
largeur paume (mm)	85	95	105	115
épaisseur manchette (mm)	0,80	0,80	0,80	0,80
épaisseur paume (mm)	0,10	0,10	0,10	0,10
épaisseur doigt (mm)	0,10	0,10	0,10	0,10
Resistance à la rupture (min)	6	6	6	6
Elongation à la rupture avant vieillissement (%)	500	500	500	500
Elongation à la rupture après vieillissement (%)	400	400	400	400

THERALYSE SAS

Société spécialisée dans le développement et la distribution de matériels et dispositifs médicaux.

495 Route de Saint-Gervasy, 30129 Redessan France

tel ; 06 19 82 56 79

E-mail : contact@theralyse.com

Définition des normes disponibles

- EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables- Partie 1 : Détection des trous – Prescriptions et essais
- EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 2 : Propriétés physiques : Exigences et essais.
- EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique.
- EN 455-4 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation
- EN 374-1 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 1 : Terminologie et exigences de performances.
- EN 374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration
- EN 16523-1: Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - Partie 1 :perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu
- EN 374-4 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN 374-5 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – **Partie 5** : terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes
- ISO 16523-1 : Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - **Part 1** : Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu
- ISO 21420 : Gants de protection- Exigences générales et méthodes d'essai
- EN 1186 : Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires (Règlement 10/2011)

Origine : ASIE

Durée de validité du produit : 5 ans

Conservation et de stockage

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

Stocker les gants dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, sombre et à une température comprise **10°C et 40°C**.

Protéger contre l'ozone. À porter sur des mains propres et sèches.

Conditionnement



CODE EAN CARTON	CODE EAN BOÎTE	TAILLE	CONTENANCE	COLIS	PALETTE
7 863 658 146 024	7 863 658 147 588	S - 6/7	Boîte x 100 gants	x10 Boîtes	120 colis
7 863 658 150 960	7 863 658 156 115	M - 7/8	Boîte x 100 gants	x10 Boîtes	120 colis
7 863 658 157 242	7 863 658 170 432	L - 8/9	Boîte x 100 gants	x10 Boîtes	120 colis
7 863 658 172 313	7 863 658 185 209	XL - 9/10	Boîte x 100 gants	x10 Boîtes	120 colis

THERALYSE SAS

Société spécialisée dans le développement et la distribution de matériels et dispositifs médicaux.

495 Route de Saint-Gervasy, 30129 Redessan France

tel ; 06 19 82 56 79

E-mail : contact@theralyse.com

